

Sterile 70µm Cell Strainer, Orange, Individual Paper - plastic, For Flow Cytometry and Primary Cell Culture {70µm 无菌细胞筛网, 橙色, 独立纸塑包装, 用于流式细胞术与原代细胞培养}

货号: CE07-S070

箱规: 100 Pcs/Carton (100 个/箱)

◆ 产品描述

本产品箱装规格为: 100 Pieces/Carton (100 个/箱)。ABclonal 系列细胞筛网, 主体框架采用高品质进口聚丙烯 (PP) 原料制作, 筛网采用孔径均一的优质尼龙网。工厂已获得 ISO13485 质量体系认证, 自动化生产线和高精密模具保证产品质量合格均一, 适配 50mL 离心管, 确保过滤获得高质量的单细胞或特定大小的组织悬液。

◆ 产品特点

- (1) 产品材质: 主体框架采用进口医疗级聚丙烯 (PP) 原料, 筛网采用尼龙材质, 保证产品质量高于行业标准;
- (2) 精湛技术: 高精密模具带来更加细微的生产加工精度, 保证产品孔径均匀, 适配 50mL 离心管;
- (3) 洁净车间: 十万级净化车间生产, 辐照灭菌保证产品无菌, 无酶, 无热源;
- (4) 细节把控: 手柄设计方便拿取, 独立袋装洁净安全, 自带透气槽, 避免堵塞和液体外溢;

◆ 产品参数

货号: CE07-S070;

名称: 70µm 无菌细胞筛网, 橙色, 独立纸塑包装, 用于流式细胞术与原代细胞培养;

孔径: 70µm;

材质: 框架: 聚丙烯 (PP), 筛网: 尼龙;

颜色: 橙色;

包装方式: 独立纸塑包装;

灭菌: 辐照灭菌;

效期：三年（在规定的储存条件下且包装完好）；

储存条件：干燥、室温、避光保存，避免与腐蚀性物质共同存放；

◆ 使用方法

- 1、根据实验需求，选择合适孔径的细胞滤网；
- 2、准备适配的接收容器，如 50mL 离心管等，确保滤网可以稳定紧密安装在容器口；
- 3、在生物安全柜或超净工作台内去除包装，将细胞滤网牢固地安装于接收容器上，确保安装紧密，避免滤液漏出；
- 4、将待过滤的样品缓慢倒入滤器装置中，让液体自然通过滤网，避免液体冲击造成飞溅或滤网堵塞；
- 5、观察过滤进程，待液体全部通过滤网后，检查滤液是否澄清、无明显团块或组织碎片；
- 6、获得的滤液可用于后续实验，如细胞培养、流式分析等；

◆ 注意事项

- 1、加入样品时应缓慢操作，以防液体溅出、滤网堵塞或漏液；
- 2、避免在过滤过程中施加过大的压力，以防筛网变形、破损；
- 3、本产品为一次性无菌产品，请在无菌条件下使用，避免污染；
- 4、避免加热使用，以免造成不可逆的损坏；

◆ 产品信息

产品编号	产品名称	规格
CE07-S070	Sterile 70µm Cell Strainer, Orange, Individual Paper-plastic, For Flow Cytometry and Primary Cell Culture {70µm 无菌细胞筛网，橙色，独立 纸塑包装，用于流式细胞术与原代细 胞培养}	100 Pcs/Carton