

即用型 7-AAD

货号：RK50041

规格：200 T

◆ 产品简介

7-AAD 是一种非细胞膜渗透性的荧光染料，不能穿过具有生物活性的细胞膜，而死细胞的膜结构被破坏，7-AAD 可进入胞内与核酸结合。因此，7-AAD 可用于流式细胞中的死活染色。

◆ 保存条件

2°C ~ 8°C 避光保存。

◆ 注意事项

7-AAD 等核酸类死活染料与核酸的结合是可逆的，不可用于涉及固定破膜的流式实验。

◆ 使用方法

1. 先进行 Fc 受体封闭和表面抗体染色，孵育结束后，用流式染色缓冲液（如 PBS）洗涤两次。
2. 加入 95 μL 流式染色缓冲液和 5 μL 即用型 7-AAD，吹打混匀，避光孵育 5 ~ 10min。
3. 无需洗涤，补加 100 ~ 400 μL 流式染色缓冲液（这一步可选做）。
4. 进行流式上机。