

# 96-well qPCR Plate, 0.1 mL, Semi-Skirted, White, Cut Corner

## H12{0.1mL 96 孔 qPCR 板, 半裙边, 白色, H12 单切角}

货号: AI02003

箱规: 10 Pcs/Box, 5 Boxes/Carton (10 块/盒, 5 盒/箱)

### ◆ 产品描述

本产品箱装规格为: 10 Pcs/Box, 5 Boxes/Carton (10 块/盒, 5 盒/箱)。ABclonal 系列 96 孔 QPCR 板产自超高标准生产车间, 使整块 QPCR 板管壁更薄更均匀, 导热效率更加高效, 样品受热更加稳定均一。通过采用创新的模具设计和注塑工艺, 使 QPCR 板机械稳定性更高, 样品及试剂吸附性更低, 从而保证实验过程中反应系统的准确性及精确性。优秀的品质使其更适用于荧光定量 PCR 实验中。

### ◆ 产品特点

- (1) 无 DNA 和 RNA 及 DNase 和 RNase;
- (2) 产品管壁超薄, 均一性极高, 热传导效应好;
- (3) 锥形管的凸边设计有效地保证密封性, 预防交叉污染;
- (4) 采用优质材料和先进处理工艺, 使光损失降到最低, 适用于荧光定量 PCR;
- (5) 适用于大多数 qPCR 仪器;
- (6) 使用医疗级纯聚丙烯原材料, 无内毒素及热解析出物。

### ◆ 产品参数

货号: AI02003;

名称: 0.1mL 96 孔 PCR 板, 半裙边, 白色, H12 单切角;

颜色: 白色管, 白色框;

材质: 医疗级聚丙烯 (PP) ;

切角: H12 单切角;

丝印编号：原版凸起编号，无丝印；

裙边：半裙边；

孔位数：96孔；

容量：低容量，建议反应体系为 5-125 $\mu$ l；

体积：单管最大装液体积为 200 $\mu$ l；

适配机型：Roche LihtCycler 96/480 型 qPCR 仪、Bio-Rad CFX 系列 qPCR 仪、Agilent AiraMx 型 qPCR 仪、朗基 Q2000A/B/C 型 qPCR 仪、Jena qTower 型 qPCR 仪。

◆ 产品信息

产品编号	产品名称	规格
AI02003	96-well qPCR Plate, 0.1 mL, Semi-Skirted, White, Cut Corner H12{0.1mL 96 孔 qPCR 板, 半裙边, 白色, H12 单切角}	10 pcs/50 pcs