

# 8-Tube qPCR Strip with Adapted Optical Flat Caps, Cuttable, 0.2 mL {0.2mL qPCR 八联排管+光学平盖, 透明铰链式}

货号: AI02084

箱规: 125 Strips/Box, 10 Boxes/Carton (125 套/盒, 10 盒/箱)

## ◆ 产品描述

本产品箱装规格为: 125 Strips/Box, 10 Boxes/Carton (125 套/盒, 10 盒/箱)。ABclonal 系列 8 联 QPCR 管产自超高标准生产车间, 使整条 QPCR 管的管壁更薄更均匀, 导热效率更加高效, 样品受热更加稳定均一。通过采用创新的模具设计和注塑工艺, 使整条 QPCR 管具有更高的稳定性, 样品及试剂吸附性更低, 从而保证实验过程中反应系统的准确性及精确性。优秀的品质使其更适用于荧光定量 PCR 实验中。

## ◆ 产品特点

- (1) 无 DNA 和 RNA 及 DNase 和 RNase;
- (2) 产品管壁超薄, 均一性极高, 热传导效应好;
- (3) 配套的光学 8 联平盖可有效地保证密封性, 预防交叉污染;
- (4) 采用优质材料和先进处理工艺, 使光损失降到最低, 适用于荧光定量 PCR;
- (5) 适用于大多数荧光定量 PCR 仪器;
- (6) 使用医疗级纯聚丙烯原材料, 无内毒素及热解析出物。

## ◆ 产品参数

货号: AI02084;

名称: 0.2mL qPCR 八联排管+光学平盖, 透明铰链式;

颜色: 透明管, 透明光学平盖;

材质: 医疗级聚丙烯 (PP) ;

链接: 铰链式, 可裁剪;

容量： 低容量，建议反应体系 5-125 $\mu$ l;

体积： 最大装液体积为 300 $\mu$ l;

孔位数： 8 孔;

适配机型： ABI ViiATM 7、 7500、 7900HT、 QuantStudio 等机型的标准反应模块，Bio-Rad IQ 系列机型，安捷伦 MX 系列机型。

◆ 产品信息

产品编号	产品名称	规格
AI02084	8-Tube qPCR Strip with Adapted Optical Flat Caps, Cuttable, 0.2 mL{0.2mL qPCR 八联排管+光学平盖，透明铰链式}	125 Strips/1250 Strips