

# Conical-Bottom Centrifuge Tube, 1.5 mL{1.5mL 尖底连盖离心管, 带刻度}

货号: AI03002

箱规: 250 Tubes/Bag, 20 Bags/Carton (250 个/袋, 20 袋/箱)

## ◆ 产品描述

本产品箱装规格为: 250 Tubes/Bag, 20 Bags/Carton (250 个/袋, 20 袋/箱)。ABclonal 系列微量离心管产自超高标准生产车间, 使整个管的管壁更薄更均匀。通过采用创新的模具设计和注塑工艺, 使整个离心管具有更高的机械稳定性, 可耐受各项实验中需求的高速离心操作。优质的聚丙烯原料和标准的生产工艺可保证每一支离心管具有较低的吸附性, 保护您珍贵的试剂和样品。好品质带来更优秀的化学耐受性, 让您的样品及试剂的保存得心应手。

## ◆ 产品特点

- (1) 无 DNA 和 RNA 及 DNase 和 RNase;
- (2) 离心管管壁厚度均一, 管体透明, 便于观察;
- (3) 平盖设计, 利书写, 便于实验过程中的标记;
- (4) 采用优质原材料和先进生产工艺, 内壁吸附性更低, 保护珍贵样品试剂;
- (5) 管体带有刻度, 方便观察和记录;
- (6) 锥底设计, 液体倾倒残留更少。

## ◆ 产品参数

货号: AI03002;

名称: 1.5mL 尖底连盖离心管, 袋装, 无酶;

颜色: 透明管;

管盖: 透明平盖, 带锁扣;

材质: 医疗级聚丙烯 (PP) ;

底部：锥形底；

容量：1.5ml；

灭菌：未灭菌（实验时按需进行高温高压蒸汽灭菌）；

可耐高温高压：可高温高压灭菌。

◆ 产品信息

产品编号	产品名称	规格
AI03002	Conical-Bottom Centrifuge Tube, 1.5 mL{1.5mL 尖底连盖离心管,带刻 度}	250 pcs/5000 pcs