

Disposable Nitrile Gloves, Blue, 4.5g, Medium{一次性蓝色丁腈手套, M 码, 4.5g}

货号: AI09011M

箱规: 100 Pcs/Box, 10 Boxes/Carton (100 只/盒, 10 盒/箱)

◆ 产品描述

本产品箱装规格为: 100 Pcs/Box, 10 Boxes/Carton (100 只/盒, 10 盒/箱)。ABclonal 系列防护手套来自全自动生产线, 品质可靠! 不含乳胶蛋白质, 故不会造成过敏反应, 呵护你的每一处肌肤。舒适的贴服性, 满足您实验过程中长时间佩戴的需求。具有极大的灵敏性, 极好的拉伸性能和耐穿刺性, 较高的抗张强度和极好的耐磨性能。化学耐受性好, 让您在各中试剂操作中游刃有余。医药中间体原料制造, 安全无毒, 可满足科研实验、居家清洁、食品加工、化工合成等各项需求中。

◆ 产品特点

- (1) 丙烯腈和丁二烯合成, 原料均为人工合成医药中间体关键材料;
- (2) 无乳胶蛋白、氨基化合物, 抗过敏, 对皮肤敏感型人群友好;
- (3) 耐油, 耐化学腐蚀, 抗静电, 适用范围更广泛;
- (4) 柔韧性弹性更好, 耐穿刺, 保护您的整个实验过程;
- (5) 穿戴舒适, 更贴服, 触觉敏感性更佳。

◆ 产品参数

货号: AI09011M;

名称: 一次性蓝色丁腈手套, M 码, 4.5g;

颜色: 蓝色;

码数: M 码;

材质: 丁腈材质;

灭菌: 非灭菌, 非医用。

◆ 产品信息

产品编号	产品名称	规格
AI09011M	Disposable Nitrile Gloves, Blue, 4.5g, Medium{一次性蓝色丁腈手套, M 码, 4.5g}	1000 pcs