

Sterile Flow Tubes, With 35 μ m Strainer Cap, Round Bottom, 5 mL, For Cell Sorting {无菌型流式细胞管, 35 μ m 筛网盖, 圆底, 5mL, 适用于细胞分选}

货号: CE08-FT05S

箱规: 25 Pcs/Bag, 5 Bags/Carton (25 个/袋, 5 袋/箱)

◆ 产品描述

本产品袋装规格为: 25 Pcs/Bag (25 个/袋)。ABclonal 系列流式细胞管, 是一种专门用于流式细胞术的试管, 试管主体采用聚苯乙烯 (PS), 管盖采用聚乙烯 (PE) 制成, 管盖含 35 μ m 无菌筛网, 管体规格为 12 $\times$ 75mm, 管内体积 5mL。本产品 35 μ m 筛网盖流式细胞管可用细胞分选, 圆底设计有助于细胞在管内形成单细胞悬液, 并使细胞在流式细胞仪的流动室内能以相同的速度逐一通过激光检测点。生产工厂已获得 ISO13485 质量体系认证, 自动化生产线和高精密模具保证产品质量合格均一, 适配 BD 等主流流式细胞仪。

◆ 产品特点

- (1) 产品材质: 管身聚苯乙烯 (PS), 管盖聚乙烯 (PE), 管体清晰透明, 可观察样品实时状态;
- (2) 精湛技术: 高精密模具带来更加细微的生产加工精度, 适配 BD 等主流流式细胞仪;
- (3) 洁净车间: 十万级净化车间生产, 辐照灭菌保证产品无菌, 无酶, 无热源;

◆ 产品参数

货号: CE08-FT05S;

名称: 无菌型流式细胞管, 35 μ m 筛网盖, 圆底, 5mL, 适用于细胞分选;

管体规格: 12 $\times$ 75mm;

材质: 管体: 聚苯乙烯 (PS), 管盖: 聚乙烯 (PE), 筛网: 尼龙;

颜色: 管体: 无色, 管盖: 蓝色;

包装方式: 袋装;

包装规格：25 个/袋；

灭菌：辐照灭菌；

效期：三年（在规定的储存条件下且包装完好）；

储存条件：干燥、室温、避光保存，避免与腐蚀性物质共同存放；

◆ 使用方法

搭配流式细胞仪使用，确保管体完全插入并固定；

◆ 注意事项

- 1、本流式细胞管规格为 5mL，加入样品体积请勿超过流式细胞管容积的 2/3。
- 2、检测前请调整好本产品的位置，切勿使吸液针头接触流式细胞管底部。检测开始后，请勿移动本流式细胞管。
- 3、本产品为一次性使用耗材，请勿重复使用。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品；

◆ 产品信息

产品编号	产品名称	规格
CE08-FT05S	Sterile Flow Tubes, With 35 μ m Strainer Cap, Round Bottom, 5 mL, For Cell Sorting {无菌型流式细胞管, 35 μ m 筛网盖, 圆底, 5mL, 适用于细胞分选}	25 Pcs/Bag